

*Nettoyant désinfectant Eyrein*

## PRIMACTYL SPRAY 5L

Ref. A07301

PRIMACTYL SPRAY est un désinfectant pour tous types de surfaces : chromes, inox, vernis, miroiterie, aluminium, verres...

PRIMACTYL SPRAY s'utilise en milieu hospitalier : tables d'examen, chariots de transport, matériel d'examen radiologique, salles de soin, chambres des malades...

PRIMACTYL SPRAY permet également la désinfection du mobilier et des petits objets tels que : téléphone, poignée de portes, tables...

PRIMACTYL SPRAY est agréablement parfumé à la menthe et ne laisse aucune trace sur le support.

PRIMACTYL SPRAY répond aux normes :

-EN1276

PRIMACTYL SPRAY possède un pH de 7.4 - 8.4

S'utilise pur. Temps de contact : 5 à 15 minutes selon l'efficacité désinfectante souhaitée.

En milieu hospitalier : Pulvériser sur la surface à nettoyer et à désinfecter puis laisser sécher.

Pour le mobilier : Pulvériser sur la surface et essuyer si nécessaire. Le rinçage est inutile.



### Données techniques

Conditionnement	5 L
UC	4